



**la tua salute,
il nostro impegno**

SISTEMI DI IRRIGAZIONE NASALE

catalogo prodotti



Chi siamo

Fondata nel 2007, E.P. MEDICA srl opera nel settore medicale offrendo **prodotti dedicati prevalentemente alla cura e prevenzione delle malattie respiratorie, avvalendosi della collaborazione e del sostegno di professionisti e specialisti** di altissimo livello nei settori della pediatria, allergologia, pneumologia, ORL (orecchio, naso e gola) ed esperti in citologia nasale e fibrosi cistica in Italia.

EP Medica è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e su tutte le più importanti piattaforme regionali



Competenza

Competenza, affidabilità e passione sono da sempre i nostri elementi fondamentali. La nostra competenza è al servizio della salute dei nostri clienti, prima di tutto.

Sicurezza

I nostri prodotti sono testati rigorosamente seguendo le normative vigenti e progettati per favorire la comodità dei nostri clienti; a questo scopo forniamo molteplici soluzioni per esigenze specifiche.

Qualità

I nostri dispositivi vengono continuamente innovati, grazie all'aiuto dei nostri specialisti e partner.



Mission

LAVAGGIO NASALE DAL NEONATO ALL'ADULTO

- soluzioni pratiche, sicure e scientificamente supportate
- miglioramento della salute respiratoria e della qualità di vita
- comfort, prevenzione e supporto al sistema immunitario

Vision

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, GIRL FRIENDLY E MADE IN ITALY

- punto di riferimento nel settore della salute respiratoria
- soluzioni innovative e sicure per migliorare il benessere dei bambini
- prodotti di alta qualità che promuovano una vita sana, favorendo la prevenzione e il trattamento efficace delle patologie nasali



Formazione



Eleuterio Pollini
fondatore di EP Medica Srl

EP Medica opera nelle scuole per educare alla corretta prevenzione delle malattie respiratorie. Ogni anno, inoltre, vengono organizzati corsi per ostetriche e personale sanitario.


A caccia di mostri

Il progetto "A caccia di mostri - Lavare correttamente il naso" nasce nel 2024 per educare al corretto lavaggio nasale, rendendo i genitori sicuri e autonomi durante il trattamento ai propri bambini. Insieme alla mascotte Splashman, EP Medica guida i genitori in questo viaggio alla scoperta dei lavaggi nasali, in un percorso educativo e informativo.

con il patrocinio di




Splashman ® è un marchio registrato di proprietà di E.P. Medica srl



Nasir BABY kit | Nasir Baby

Cod. ministeriale Nasir Baby Kit 971484377

Cod. ministeriale Nasir Baby Ugello 975188018



LAVAGGIO NASALE PER NEONATI E BAMBINI

Nasir Baby® è un dispositivo medico sterile per i risciacqui nasali pediatrici, nei bambini da 0 a 36 mesi. Pulisce il naso dalle secrezioni e risolve l'ostruzione nasale, migliorando la qualità del sonno.

Nasir Baby® viene fornito con una sacca salina con porte di iniezione per aggiungere farmaci alla soluzione. Grazie al suo beccuccio pediatrico in morbido silicone, l'irrigazione è comoda e veloce; infatti l'ugello è progettato per ridurre l'eccessiva pressione della siringa, consentendo il flusso continuo della soluzione. Con la testa girata di lato, la soluzione viene iniettata nella narice.



ISOTONICA E IPERTONICA



DOCCE NASALI ISOTONICA E IPERTONICA

Il sistema Nasir® (Nasal Irrigation system) è composto da una sacca salina sterile da 250/500 ml (soluzione ipertonica e isotonica) e da un dispositivo di flusso da 60 cm che garantisce una bassa pressione del liquido di 0,058 atm. Ciò previene ogni possibile danno alla mucosa nasale o all'orecchio medio attraverso la tromba di Eustachio. Con la punta dell'irrigatore posizionata sulla narice per dilatare la valvola, la soluzione viene diretta in tutte le porzioni della cavità nasale. Questo sistema di lavaggio nasale permette di irrigare tutte le cavità nasali, passando attraverso la rinofaringe.



Ministero	codice	Descrizione
ISOTONICA 250ml		
971375997	K09	NASIR DOCCIA NASALE 2 SACCHE 250ml + 1 BLISTER
920344569	K06	NASIR DOCCIA NASALE 10 SACCHE 250ml + 1 BLISTER
912125022	S05	NASIR SOL FISIOLÓGICA 10 SACCHE 250ml
ISOTONICA 500ml		
912125008	K03	NASIR LAVAGGIO NASALE ISO 4 SACCHE 500ml + 4 BLISTER
920344571	K07	NASIR DOCCIA NASALE ISO 6 SACCHE 500ml + 1BLISTER
912124981	S07	NASIR SOL FISIOLÓGICA ISO 6 SACCHE 500ml
IPERTONICA 250ml		
912533938	K04	NASIR LAVAGGIO NASALE IPER 3 SACCHE 250ml + 3 BLISTER
920344684	K05	NASIR DOCCIA NASALE IPER 8 SACCHE 250ml + 1BLIST
912533926	S04	NASIR SOL FISIOLÓGICA IPER 8 SACCHE 250ml




Nasir NEB

Cod. ministeriale Nasir NEB 983837028



NEBULIZZATORE NASALE

Nasir NEB è un dispositivo per la somministrazione mediante nebulizzazione intranasale di soluzioni topiche, quali farmaci antinfiammatori, analgesici, anestetici, antistaminici e anticonvulsivanti, in ambito ospedaliero o domiciliare.



Nas-AIR

Cod. ministeriale Nas-Air 971484593



DILATATORE NASALE

Nas-Air® è un dilatatore nasale interno discreto e confortevole in grado di migliorare l'ossigenazione, la qualità del sonno, riducendo il tempo di russamento. Dopo la dilatazione meccanica il flusso d'aria nasale può aumentare fino al 25%; questo cambiamento è paragonabile a quello osservato dopo l'uso di decongestionanti. Può anche alleviare l'apnea notturna e migliorare le prestazioni nella maggior parte delle attività sportive; inoltre, grazie alla migliore ossigenazione è possibile aumentare la concentrazione.



Nasir RAPID

Cod. ministeriale Nasir Rapid 976771296



DISPOSITIVO PER L'IRRIGAZIONE NASALE

Nasir Rapid® è un nuovo dispositivo medico per l'irrigazione nasale rapida ed efficace. Grazie al suo nuovo beccuccio a forma di L progettato per facilitare l'irrigazione nasale e ridurre l'eccessiva pressione della siringa, Nasir Rapid® consente un risciacquo nasale con un flusso sicuro e continuo della soluzione. L'ugello può essere collegato a qualsiasi siringa Luer Lock. Per adulti e bambini dai 3 anni.



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Studio controllato randomizzato sull'efficacia dell'irrigazione nasale con soluzione salina e acido ialuronico nel post-operatorio di ESS (chirurgia endoscopica dei seni paranasali)

Mozzanica F. et al., Osp. San Giuseppe, Università degli Studi di Milano; J Laryngol Otol. 2019 Apr;133(4):300-308. doi: 10.1017/S0022215119000446. Epub 2019 Apr 10

Studio comparativo su diversi dispositivi di irrigazione nasale nella Rino-Sinusite Cronica

Mozzanica F. et al., Osp. San Giuseppe, Università degli Studi di Milano

Irrigazione nasale con NASIR nei bambini: un'esperienza preliminare nella citologia nasale

Gelardi M. et al., Università degli Studi di Bari, Policlinico di Bari; J Biol Regul Homeost Agents. 2016 Oct-Dec;30(4):1125-1130

Il lavaggio nasale una delle più utili, anche se sottovalutata, tecniche di igiene personale

Masieri S., Cavaliere C., Università "Sapienza" di Roma

Nasal saline irrigation in preschool children: a survey of attitudes and prescribing habits of primary care pediatricians working in northern Italy

Marchisio P, et al., Università degli Studi di Milano, Istituto di Pediatria; Ital J Pediatr. 2014 May 15;40:47. doi: 10.1186/1824-7288-40-47





la tua salute, il nostro impegno

DOVE ACQUISTARE I NOSTRI PRODOTTI

su www.epmedica.it, Amazon e nelle migliori farmacie

PER INFORMAZIONI

Tel. 0545 189 3255 | WhatsApp +39 340 10 76 700

EP MEDICA SRL

via dell'artigianato 43A – 48034 Fusignano (RA)

C.F. e P.I. 02506400395

www.epmedica.it

