

Nome: NASAL SCRAPING (dispositivo per scraping nasale)

Versione: Nasal Scraping BIANCO

Codice: D11

Classe: I Sterile

Marcatura:  0476

Iscriz. repertorio DM: 1526937/R

Class. CND: Q030199

Tipologia: monouso non risterilizzabile

Istruzioni:  Vedere istruzioni d'uso**Descrizione generale del prodotto**

Il dispositivo "Nasal Scraping" è costituito da uno stelo plastico la cui estremità presenta una piccola sede circolare (a cucchiaino / coppa) denominata anche "curette".

Destinazione d'uso

Il "Nasal Scraping" è un dispositivo medico "CE" sterile e monouso destinato a personale medico qualificato. Il dispositivo consente dopo aver eliminato le eccessive secrezioni di procedere sotto controllo diretto visivo al prelievo di un campione di cellule dello strato più superficiale della mucosa nasale da destinare alle successive analisi citologiche, apportando il minimo disagio al paziente.

**Materiali**

Tali dispositivi, forniti in blister singolo sterile, sono costituiti da :

- N° 1 stelo sagomato a "curette" in PP (polipropilene).
- Confezionamento singolo: blister in accoppiato Carta / PE