

Nome: ALZALINGUA (dispositivo per frenulotomia linguale)

Versione: ALZALINGUA

Codice: D04

Classe: I

Marcatura:  0476

Iscriz. repertorio DM: 1875670/R


Class. CND: V9099

Tipologia: monouso non risterilizzabile

Istruzioni:  Vedere istruzioni d'uso**Descrizione generale del prodotto**

Il dispositivo "Alzalingua" consente di procedere, sotto controllo diretto visivo, alla elevazione del corpo linguale del neonato e per successiva eventuale frenulotomia linguale, apportando il minimo disagio al paziente.

Il dispositivo "Alzalingua" è costituito da un listello di plastica ergonomica per una migliore impugnatura, ed una fissurazione nell'estremità alta stelo plastico piatto.

**Destinazione d'uso**

L"Alzalingua" è un dispositivo medico "CE" sterile e monouso destinato a personale medico qualificato. Il dispositivo consente di procedere, sotto controllo diretto visivo alla elevazione del corpo linguale del neonato e successiva ed eventuale frenulotomia linguale, apportando il minimo disagio al paziente.

Materiali

Tali dispositivi, forniti in blister singolo sterile, sono costituiti da :

- N° 1 listello di plastica ergonomica GUARDIAN ABS 348.
- Confezionamento singolo: blister in accoppiato Carta / PE